製造会社名〔株式会社エー・アンド・デイ〕

記入日 2020年11月30日

	製品名	型番	試験結果に関する情報(学術論文等)	血圧計・カアのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計	UA-85x (日本販売型番:UA- 851PBT-C)	ESH International Protocol ●Blood Pressure Monitoring.2008,13:339-341 Validation of A&D UA-85x (UA-851, 852, 853, 854, 855) device for blood pressure measurement.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 上妻
2	上腕式血圧計	UA-651(UA-611) (日本販売型番:UA- 651MR/UA-651BLE/UA- 611)	ESH International Protocol revision 2010 Blood Pressure Monitoring,2014,19:50-53 Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 上妻
3	上腕式血圧計	UA-704 (日本販売型番:UA- 704)	BHS Blood Pressure Monitoring,2005,10:223-225 Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 上妻
4	上腕式血圧計	UA-1020 (UA-1005, UA-1010, UA-1020, UA- 1030T) (D-ring 22cm -32cm cuff) (日本販売型番:UA- 1005MR/UA-1020B/UA- 1020G/UA-1030TMR)	BHS Blood Pressure Monitoring,2013, 272- 277Validation of the A&D UA-1020 upper-arm blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the British Hypertension Society Protocol	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 上妻

製造会社名〔株式会社エー・アンド・デイ〕

記入日 2020年11月30日

	製品名	型番	試験結果に関する情報(学術論文等)	血圧計・カフのメンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
5	上腕式血圧計	UA-654 (日本販売型番:UA- 654MR)	*UA-651 equivalence : http://www.dableducational.org/sphygmomanomete rs/devices_2_sbpm.html#ArmTable	本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安): 2年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 上妻
6	上腕式血圧計	UA-1200BLE (日本販売型番:UA- 1200BLE)	ISO81060-2:2018 ■Validation of the A&D BP UA-1200BLE device for home blood pressure measurement according to the ISO 81060-2:2018 standard	本体耐用年数:5年	TEL: 03-5391-6120 担当: メディカル事業推進部 上妻