

| | 製品名 | 型番 | 試験結果に関する情報 (学術論文等) | 血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報 | 掲載情報に関する連絡先 |
|---|--------|--|--|---|--|
| 1 | 上腕式血圧計 | UA-851PBT-C 同等性機種型番：UA-85x | Bonso E,Ragazzo F,Palatini P.Validation of the A&D UA-85x (UA-851, 852, 853, 854, 855) device for blood pressure measurement. <i>Blood Pressure Monitoring</i> .2008, 13:339-341. | 本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年 清拭方法（血圧計、カフ）： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |
| 2 | 上腕式血圧計 | UA-651BLE Plus 同等性機種型番： UA-654Plus | Elisabetta Benetti,Claudio Fania,Paolo Palatini.Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010. <i>Blood Press Monit</i> .2014 Feb;19(1):50-3. doi: 10.1097 | 本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年 清拭方法（血圧計、カフ）： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |
| 3 | 上腕式血圧計 | UA-704/UA-704Plus/ UA-704ECO 同等性機種型番：UA-704 | Zhanna D Kobalava,Yulia V Kotovskaya,Eugeniy Rodionov.Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure. <i>Blood Press Monit</i> .2005 Aug;10(4):223-5. doi: 10.1097. | 本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年 清拭方法（血圧計、カフ）： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |
| 4 | 上腕式血圧計 | UA-1020B/UA-1020G/ UA-1020ECO/UA- 1030TMR/UA-1030T Plus/UA-1030T 同等性機種型番：UA-1020 (D-ring 22cm -32cm cuff) | Wei-Fang Zeng,Yuan-Yuan Kang,Ming Liu,Yan Li, Ji-Guang Wang.Validation of the A&D UA-1020 upper-arm blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the British Hypertension Society Protoco. <i>Blood Press Monit</i> .2013 Jun;18(3):177-81. doi: 10.1097 | 本体耐用年数:5年 カフ耐用年数（目安）：2年 清拭方法（血圧計、カフ）： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |

| | 製品名 | 型番 | 試験結果に関する情報 (学術論文等) | 血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報 | 掲載情報に関する連絡先 |
|---|--------|---|---|---|--|
| 5 | 上腕式血圧計 | UA-654MR/UA-654Plus/ UA-1005MR/UA-1005Plus 同等性機種型番： UA-654Plus | Elisabetta Benetti,Claudio Fania,Paolo Palatini.Validation of the A&D BP UA-651 device for home blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010. <i>Blood Press Monit.</i> 2014 Feb;19(1):50-3. doi: 10.1097 | 本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：2年 清拭方法(血圧計、カフ)： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |
| 6 | 上腕式血圧計 | UA-1200BLE/UA-1100NFC 同等性機種型番： UA-1200BLE | Kazuomi Kario,Kimiyo Saito,Keiko Sato,Haruna Hamasaki,Hiromi Suwa,Ayako Okura,Satoshi Hoshide.Validation of the A&D BP UA-1200BLE device for home blood pressure measurement according to the ISO 81060-2:2013 standard. <i>Blood Press Monit.</i> 2018 Dec;23(6):312-314. doi: 10.1097 | 本体耐用年数:5年 清拭方法(血圧計、カフ)： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |
| 7 | 上腕式血圧計 | UA-651Plus/UA-611Plus/ UA-655ECO 同等性機種型番： UA-651Plus | Bruce S Alpert.Validation of the A&D UA-651 Plus/UA-651SL Plus automated sphygmomanometer according to the ISO 81060-2, 2018 and ISO 81060-2 Amendment 1, 2020, which resulted in the currently pending Amendment to Amendment 1. <i>J Clin Hypertens (Greenwich)</i> .2022 Apr;24(4):513-518. doi: 10.1111 | 本体耐用年数:5年 カフ耐用年数(目安)：2年 清拭方法(血圧計、カフ)： 汚れた時は、水や中性洗剤をしみこませた布を固くしぼって拭いてください。 汚れを拭き取った後は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。 | TEL: 03-5391-6120 担当： HHC販売促進課 加瀬 |