

|   | 製品名      | 型番   | 試験結果に関する情報<br>(学術論文等)   | 血圧計とカフの<br>清拭方法・メンテナンス情報  | 掲載情報に関する連絡先   |
|---|----------|--|---|---|---|
| 1 | 携帯型自動血圧計 | TM-2441  | Kazuomi Kario,Satoshi Hoshide,Kimiyo Saito,Keiko Sato,Haruna Hamasaki,Hiromi Suwa,Naoko Tomitani.Validation of the TM-2441 ambulatory blood pressure measurement device according to the ISO 81060-2:2013 standard. <i>Blood Press Monit.</i> 2019 Feb;24(1):38-41. doi: 10.1097                              | 本体耐用年数：5年<br>カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方<br><br>清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。   | TEL:<br><a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a><br><br>担当：販売促進部 板良敷 |
| 2 | 手動式電子血圧計 | UM-102, UM-102B<br>同等性機種型番：<br>UM-101                | George S Stergiou,Periklis P Givas,Charilaos P Gkinos,Dimitris G Tzamouranis.Validation of the A&D UM-101 professional hybrid device for office blood pressure measurement according to the European Hypertension Society International Protocol. <i>Blood Press Moni.</i> 2008 Feb;13(1):37-42. doi: 10.1097 | 本体耐用年数：5年<br>カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方<br><br>清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。   | TEL:<br><a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a><br><br>担当：販売促進部 板良敷 |
| 3 | 医用電子血圧計  | TM-2657W、TM-2657WP、TM-2657WVP<br>同等性機種型番：<br>TM-2556 | JIS T 1115:2018 ISO 81060-2: 2018 Non-invasive sphygmomanometers - Part2:Clinical investigation of automated measurement typeに準じて試験   | 耐用年数：設置後5年<br>清拭：（カフ内布）肌に接する面の布を消毒用アルコールで清拭してください。内布が破損していないか確認してください。破損時は新しいものと交換。<br><br>清拭（本体）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。 | TEL:<br><a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a><br><br>担当：販売促進部 板良敷 |
| 4 | 手動式電子血圧計 | UA-704CR<br>同等性機種型番：<br>UA-704                       | Zhanna D Kobalava,Yulia V Kotovskaya,Eugeniy Rodionov.Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure. <i>Blood Press Monit.</i> 2005 Aug;10(4):223-5. doi: 10.1097.  | 耐用年数：5年もしくは3万回のいずれか早い方<br>カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方<br><br>清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。                                | TEL:<br><a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a><br><br>担当：販売促進部 板良敷 |

|   | 製品名     | 型番        | 試験結果に関する情報<br>(学術論文等)   | 血圧計とカフの<br>清拭方法・メンテナンス情報  | 掲載情報に関する連絡先  |
|---|---------|-----------|---|---|--|
| 5 | 医用電子血圧計 | UM-211    | Claudio Fania, Federica Albertini, Paolo Palatini. Validation of the A&D UM-211 device for office blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010. <i>Blood Press Monit.</i> 2017 Oct; 22(5):302-305. doi: 10.1097. | 耐用年数: 5年もしくは3万回のいずれか早い方<br>カフ耐用年数(目安): 1年または3万回の早い方<br>清拭(本体、カフ): ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。 | TEL:<br><a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a><br>担当: 販売促進部 板良敷 |
| 6 | 医用電子血圧計 | UM-212BLE | Bruce S Alpert. Validation of the A&D UM-212BLE monitor according to ISO 81060-2, 2018: a device with clinically important programmability. <i>Blood Press Monit.</i> 2023 Apr 1; 28(2):113-115. doi: 10.1097.  | 耐用年数: 5年もしくは3万回のいずれか早い方<br>カフ耐用年数(目安): 1年または3万回の早い方<br>清拭(本体、カフ): ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。 | TEL:<br><a href="tel:03-5391-6120">03-5391-6120</a><br>担当: 販売促進部 板良敷 |