

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	携帯型自動血圧計	TM-2441	Kazuomi Kario,Satoshi Hoshide,Kimiyo Saito,Keiko Sato,Haruna Hamasaki,Hiromi Suwa,Naoko Tomitani.Validation of the TM-2441 ambulatory blood pressure measurement device according to the ISO 81060-2:2013 standard.Blood Press Monit. 2019 Feb;24(1):38-41. doi: 10.1097	本体耐用年数：5年 カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方 清拭(本体、カフ)：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷
2	手動式電子血圧計	UM-102 UM-102B 同等性機種型番：UM-101	George S Stergiou,Periklis P Giovass,Charilaos P Gkinos,Dimitris G Tzamouranis.Validation of the A&D UM-101 professional hybrid device for office blood pressure measurement according to the European Hypertension Society International Protocol.Blood Press Moni.2008 Feb;13(1):37-42. doi: 10.1097	本体耐用年数：5年 カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方 清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷
3	医用電子血圧計	TM-2657W TM-2657WP TM-2657WVP 同等性機種型番：TM-2556	JIS T 1115:2018 ISO 81060-2: 2018 Non-invasive sphygmomanometers - Part2:Clinical investigation of automated measurement typeに準じて試験	耐用年数：設置後5年 清拭：（カフ内布）肌に接する面の布を消毒用アルコールで清拭してください。内布が破損していないか確認してください。破損時は新しいものと交換。 清拭（本体）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷
4	手動式電子血圧計	UA-704CR 同等性機種型番：UA-704	Zhanna D Kobalava,Yulia V Kotovskaya,Eugeniy Rodionov.Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.Blood Press Monit.2005 Aug;10(4):223-5. doi: 10.1097.	耐用年数：5年もしくは3万回のいずれか早い方 カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方 清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷
5	医用電子血圧計	UM-211	Claudio Fania,Federica Albertini,Paolo Palatini.Validation of the A&D UM-211 device for office blood pressure measurement according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010.Blood Press Monit.2017 Oct;22(5):302-305. doi: 10.1097.	耐用年数：5年もしくは3万回のいずれか早い方 カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方 清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷

製造会社名〔 株式会社エー・アンド・デイ 〕

記入日

2025年11月28日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学术论文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
6	医用電子血圧計	UM-212BLE	Bruce S Alpert.Validation of the A&D UM-212BLE monitor according to ISO 81060-2, 2018: a device with clinically important programmability.Blood Press Monit.2023 Apr 1;28(2):113-115. doi: 10.1097.	耐用年数：5年もしくは3万回のいずれか早い方 カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方 清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷
7	医用電子血圧計	UM-301 同等性機種型番：UA-704	Zhanna D Kobalava,Yulia V Kotovskaya,Eugeny Rodionov.Validation of semi-automatic device UA-704 for self-measurement of blood pressure.Blood Press Monit.2005 Aug;10(4):223-5. doi: 10.1097.	耐用年数：5年もしくは3万回のいずれか早い方 カフ耐用年数（目安）：1年または3万回の早い方 清拭（本体、カフ）：ぬるま湯と中性洗剤に浸したガーゼや布をよく絞り、汚れを完全に拭きとる。	TEL: 03-5391-6135 担当：販売促進部 板良敷