

製造会社名〔 ミナト医科学株式会社 〕

記入日

2025年11月28日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	運動負荷用 自動血圧計	EBP-330	JIST 1115 臨床性能試験に準じた試験を実施	<p>清拭方法</p> <p>血圧計本体：柔らかく乾いた布で軽く拭き取り。汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取り。</p> <p>カフ：アルコール(エチルアルコール又はイソプロピルアルコール)を、柔らかくかつ清浄な布に染み込ませて清掃。</p> <p>メンテナンス情報（耐用期間）</p> <p>血圧計本体：8年 カフ：1年</p> <p>※耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことによって、性能が維持できる期間を意味する。</p>	https://www.minato-med.co.jp/contact/