

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	タニタ上腕式血圧計	BP-222 BP-522 BP-223 BP-523 BP-224L	臨床試験規格 ANSI/AAMI SP10：2002/A1:2003/A2:2006/(R)2008	<ul style="list-style-type: none"><li>・汚れはぬるま湯か石けん水を含ませた布で拭く</li><li>・水洗いしない</li><li>・シンナー、ベンジン等の溶剤を使用しない</li></ul> 本体耐用年数:4 年もしくは 最大10,000回（1日6回測定する場合、約4年） カフ耐用年数（目安）:4 年もしくは 最大10,000回（1日6回測定する場合、約4年）	<u>TEL：0120-133-821</u> <u>担当：お客様サポート相談室</u>
2	タニタ上腕式血圧計 BP-225 シリーズ	BP-225 BP-226 BP-227 BP-228L BP-229L	臨床試験規格 ISO 81060-2:2018/Amd.1:2020	<ul style="list-style-type: none"><li>・汚れはぬるま湯か石けん水を含ませた布で拭く</li><li>・水洗いしない</li><li>・シンナー、ベンジン等の溶剤を使用しない</li></ul> 本体耐用年数:4 年もしくは 最大10,000回（1日6回測定する場合、約4年） カフ耐用年数（目安）:4 年もしくは 最大10,000回（1日6回測定する場合、約4年）	<u>TEL：0120-133-821</u> <u>担当：お客様サポート相談室</u>